



ベルベット リファインド カラー

ノンジアミン、ノンオキシ、ノンアンモニア

## 基本調合表

**【重要】** 使用する刷毛、カップ、マドラーなどは、他のカラーに使用したものは避けてください。

- 下記の調合を参考に、ワンタッチで全体に塗布します。

単位 (g)

① 全体量	② リファインド ブライツネス	③ リファインド フレ	④ リファインドカラー ブラック	⑤ リファインドカラー レッドブラウン
比率	1	1	4	4
10	1	1	4	4
50	5	5	20	20
80	8	8	32	32
100	10	10	40	40
120	12	12	48	48
140	14	14	56	56

ベルベット リファインドカラー基本の計算方法は以下の通りです。

- 1, 全体量 (必要な量) を決めます。

目安：ショート…80 g、ミディアム…100～120 g、ロング…120～140 g

- 2, ブライツネスの量を計算する

① 全体量 × 10% = ② ブライツネスの量

例：全体量100 g の場合・・・全体量100 g × 10% = 10 g

よって、ブライツネスの量は10 g となります

- 3, ③フレの量は ②ブライツネスの量と同じです。

- 4, ブラックの量を計算する

(① 全体量 - ② ブライツネス - ③フレ) × 50% = ④ ブラック

例：全体量100 g の場合・・・(全体量100g - ブライツネス10 g - フレ10g) × 50% = 40 g

よって、ブラックの量は40 g となります

- 5, ④レッドブラウンの量は ④ブラックの量と同じです。

◆ ポイント ◆

薬剤は気持ち多めが適量です。

少なすぎると、染まらない、摩擦でダメージ等につながりますのでご注意ください。

MEMO